

Projekt azonosítószám: TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017

„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”

A fenntartási időszakban a speciális eszközök kölcsönzési rendje

A szolgáltatást igénybe vevő intézmények köre:

Miskolci SZC Martin János Szakképző Iskolája

Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola

Miskolci SZC Fazola Henrik Szakképző Iskolája

Miskolci SZC Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája

A szolgáltatás igénybevételi helye:

Miskolci SZC Martin János Szakképző Iskolája
3529 Miskolc, Áfonyás utca 18/A

Alapszolgáltatások

A speciális eszközöket az intézmény és a pályázatba bevont intézmények pedagógusai, tanulói és szülei kölcsönözhetik személyesen.

A szolgáltatástérítés mentes.

Az eszközök kiválasztásában segítséget nyújtunk.

Kölcsönzés

A kölcsönzés időtartama

A kölcsönzés időtartama 1 hónap.

Hosszabbítás

A kölcsönzési határidő a kölcsönző kérésére többször meghosszabbítható, ha a kölcsönvett eszközre nem érkezett be előjegyzés. Hosszabbítást a kölcsönzési határidő lejárta előtt, vagy a lejáratot követő 1 hét türelmi idő alatt kell kérni személyesen, e-mailben, vagy telefonon.

Visszavétel

A kölcsönzési idő lejártával a kölcsönzőnek sértetlen állapotban kell az eszközt visszaszolgáltatnia.

Projekt azonosítószám: TAMOP-3.1.6-11/2-2011-0017

„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”

Visszavételnél a kölcsönző jelenlétében a visszahozott eszközt adatai alapján azonosítani kell a kölcsönzési nyilvántartásban szereplő adatokkal és a tartozást törölni kell a nyilvántartásból.

Előjegyzés

Ha egy kölcsönzés alatt lévő eszközre egyszerre több igény mutatkozik, előjegyzést lehet felvenni az igényelt eszközre. Rögzíteni kell az azonosításhoz szükséges adatokat, az igénylő nevét és a kérés keltét.

Visszaérkezés után az előjegyzés időrendjében értesíteni kell az intézményeket, hogy a keresett eszköz már hozzáférhető.

Bekérés

Indokolt esetben az ESZKÖZTÁR a határidő letelte előtt visszakérheti a kikölcsönzött eszközöket.

Egyéb

Az eszközök működtetéséhez szükséges elemeket a kölcsönző nem biztosítja, azok beszerzése a kölcsönvevőt terheli.

Az ESZKÖZTÁR (Könyvtár) nyitva tartása

Nap	Időpont
Hétfő	12¹⁰ - 16¹⁰
Kedd	12¹⁰ - 16¹⁰
Szerda	13⁴⁰ - 16²⁵
Csütörtök	14³⁵ - 15³⁰
Péntek	12²⁵ - 16²⁵

Felszólítás, kártérítés, kizárás

Felszólítás

Ha a kölcsönző a kölcsönvett eszközt a lejárat napjáig nem szolgáltatja vissza, a kapcsolattartó 1 hét türelmi idő letelte után felszólítást küld a késedelmes intézménynek, amit a tartozás fennálltaig kéthetenként megismétel. A felszólításokat nyilván kell tartani.



Kártérítés

Ha a kölcsönző a kölcsönvett eszközt megrongálja vagy elveszíti, köteles azt ugyanolyan eszközzel pótolni vagy az eszköz aktuális piaci értékét a kölcsönadó részére megfizetni.

Kizárás




Azt a partnert, aki fennálló bármilyen tartozását nem rendezte, a tartozás rendezéséig a kölcsönzésből ideiglenesen kizártnak kell tekinteni.

Kölcsönözhető eszközök:

Sérülés specifikum	Eszköz neve	Kép	Jellemzője	Alkalmazás
Értelmileg akadályozottak Tanulásban akadályozottak Részkepeség zavar: szeriálitás, téri tájékozódás, Diszkalkulia	Okos(koc)ka		120 db kocka fadobozban, szemléltető lapok, kockafogók, 6 db CD szövegkönyvvel, útmutató	A játék egyik része az akusztikus érzékelést, észlelést fejlesztő eszköz. A játékok másik része már az észlelésen alapuló gondolkodási műveletek területeit mozgósítja. Idetartozik a hasonló alakú szavak megkülönböztetésének képessége, az analízis-szintézis (hangoztató, szótagoló beszéd értése és a hangoztatás, szótagolás képessége; hangok, szótagok helyének megtalálása szavakban, stb.).
Hallássérültek	Indukciós mobil FM hurokerősítő adó ATS 10 TM		Az indukciós hangerősítő rendszerek négy alkotóeleme: <ul style="list-style-type: none"> - Hangforrás - Indukciós hangerősítő - Hurok - Vevőegység 	Ahol a vezetékes indukciós hurok kiépítése nem oldható meg, vagy túl költséges, esetleg csak 1-2 hallássérültre lehet számítani, ott megoldást jelenthet a hordozható indukciós hurok. A berendezések működése frekvenciamodulált rádióhullámok, illetve az ezeket használó

Projekt azonosítószám: TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017

„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”

<p style="text-align: center;">Hallássérültek</p>	<p>Indukciós mobil erősítő vevő ATS 10 TM</p>			<p>adó-vevők segítségével történik. Egy adóból és egy vagy több vevőből állnak. Az adó jeleit érzékelik a hallássérülteknek átadott vevőkészülékek, amik a hallássérültek nyakába akasztott személyi indukzív hurkok segítségével továbbítják a hangjeleket a hallókészülékhez. Ezt a megoldást egy adott intézmény bármely pontján lehet használni. Működésük akkumulátorról történik.</p>
<p style="text-align: center;">Hallássérültek</p>	<p>Nyakpánt indukciós hurokerősítőhöz NL90</p>			
	<p>Indukciós hurokerősítő 60 m2-ig LA40</p>			
	<p>Indukciós hurokerősítő 60-200m2-ig LA200</p>			


Projekt azonosítószám: TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017

„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”

Hallássérültek	Vezeték nélküli mikrofon indukciós hurokerősítőhöz TXS 130-133			
	Indukciós hurok ellenőrző készülék			

Projekt azonosítószám: TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017

„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”

<p style="text-align: center;">Gyengénlátók</p>	<p style="text-align: center;">LOOKY+e –nagyító (videónagyító)</p>		<ul style="list-style-type: none">• LCD kijelző mérete 90mm• nagyítás 2-20x 4 lépésben• tömege 200g• kontrasztmód: fekete/fehér, fehér/fekete, sárga/kék, sárga/fekete• összecukható fogantyú• képrögzítési funkció• írást segítő kialakítás• akkumulátorral kb. 2 órán át működik, töltési idő kb. 5 óra• elem: 2x AA (ceruzaelem)• méret: 113x75x38mm.	<p>A Looky+ elektronikus videónagyító ideális mindazoknak, akiknek a szemüveg, vagy akár a kontaktlencse már nem elegendő ahhoz, hogy szövegeket megfelelően elolvassanak.</p> <p>Használata nagyon egyszerű, hiszen a szöveg és a kép az LCD kijelzőn nagy felbontásban, élesen, több kontrasztban jelenik meg. 200g a súlya, és mivel összecukható, könnyedén elfér az ingzsebben is.</p> <p>A Looky+ e-nagyító gyengénlátó felhasználóknak készült, segítségével könnyedén írhat is. Hajtsa a fogantyút a készülék alá, és amit ír, azt láthatja a kijelzőn. Ideális pl. nyomtatványok kitöltésére is.</p>
--	---	--	---	---

Projekt azonosítószám: TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017


„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”

<p style="text-align: center;">Gyengénlátók</p>	<p style="text-align: center;">SCHWEIZER elektromos olvasó- nagyító</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Zseb méretű - Könnyű súly - Hordozható - Elemkímélő - Képfixálási lehetőség - Azonnali nagyítás - Teljes színű kijelző - Képernyő: 3,5 inch LCD-t - Súly: 105g - Nagyítás: 2-15x és 2-32x - Elemtöltő: USB 2.0 	<p>Kézben tartható LCD képernyős készülék.</p> <p>A készülék alkalmas könyvolvasásra, újságcikk nézegetésére, kis betű olvasására, számlák ellenőrzésére stb.</p> <p>A készüléket az olvasandó felületre kell tenni. A funkciógombokkal megfelelőre kell állítani a háttérét és a nagyítást.</p>
<p style="text-align: center;">Gyengénlátók</p>	<p style="text-align: center;">Kinder Board spe- ciális billentyűzet</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Nagy gombos billentyűzet - Nagyalakú színekódolt gombok 	<p>Segítséget nyújthat a gyermekeknek, akiknek látás vagy motoros ügyességi nehézségeik vannak.</p> <p>Segíti a felhasználót magánhangzók, mássalhangzók és írásjelek azonosításában. F - funkció gombjai lehetővé teszik különböző programok, műveletsorok (makrók) aktiválását.</p>

<p>Gyengénlátók</p>	<p>Nordic Eye Solo HD olvasótévé</p>		<ul style="list-style-type: none"> - összecusukható, kis helyen elfér - 1,1 kg súlyú - nagyítás: 1,8-85x - képélleség állítás: automatikus - közeli és távoli olvasás - több színkontraszt - sorkiemelés - soraláhúzás - távirányítási lehetőség - akku kapacitása 2,5 óra - kép- és videórögzítés - kiegészítő világítást nem igényel - HD minőségű képet mutat - képernyőfelbontás: 1024x768, 1280x720, 832x624 - szabad hely a kamera alatt: 27 cm - osztott kép funkció - csatlakozás: USB, VGA - kompatibilis minden Windows rendszerrel XP-től - monitor nem tartozék 	<p>Ez a videónagyító számítógépre (laptop vagy PC) és TV-re egyaránt köthető, sőt még videó-felvételek készítését is lehetővé teszi. A 85x nagyításnak köszönhetően akár még 100m távolságról is olvashatón jelenít meg szöveget. Az osztott képernyő módnak köszönhetően egyszerre olvashat a készülékkel és nézhet saját dokumentumot a laptopján.</p> <p>Ez az olvasótévé HD felbontásban mutatja a képeket, melyeket le is menthet, majd belenagyíthat. Számos színmód közül lehet választani a hatékony olvasás elérése érdekében. Mivel a készülék kamerája forgatható, így nemcsak szövegek, könyvek, újságok olvasására alkalmas, hanem pl. a táblára írt szövegek, rajzok stb. megjelenítésére is. Amit a Solo HD olvasótévé lát, azt mindet rögzítheti is.</p>
----------------------------	---	--	--	--

Projekt azonosítószám: TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017

„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”

<p>Vakok</p>	<p>Braille WAVE jegyzetelő, írógép</p>		<p>40 homorú kialakítású Braille-cella, Státusz cellák - egyéni igények szerint kapcsolhatóak be, külső billentyűzet csatlakoztathatóság, 4 MB szövegmémória, 40 kurzorirányító billentyű, 11 a lenyomáskor bizonyos ellenállást kifejtő gyors funkció billentyű, Összesen 20 óra akkumulátorról történő üzemeltethetőség, gyors töltés 3 óra alatt, Soros port, Méreték: 360 x 120 x 35 mm, Súly: 1000 g, Opcionális: beépített vezeték nélküli Bluetooth technológia.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Könnyedén vihet át fájlokat és másolhatja saját jegyzeteit a Braille Wave-ről a számítógépre.- Fájlokat közvetlenül a Windows Intézőből vagy a Wordből is másolhatja a készülékre.- A beépített kurzorirányító billentyűk használatával könnyen elérhet minden eszközt, a lehető leggyorsabb módon. Például amikor egy szöveget javít, a kurzort vagy az egérmutatót villámgyorsan a dokumentum megfelelő részére pozícionálhatja.- A Braille Wave-t önálló jegyzetelőgépként is használhatja számítógéphez történő csatlakoztatás nélkül.
---------------------	---	--	---	---

SZÉCHENYI 2020




Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Projekt azonosítószám: TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017

„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”

<p>Vakok</p>	<p>Focus BLUE 40 cellás Braille -ki- jelző</p>		<p>- 40 cellás kijelző Méret: 12.5"x3.8" x1"/317.50 mm x 96.52 mmx 25.40 mm Súly: 1.87 lbs (850 gramm) Összeköttetés: Bluetooth 2.0 vagy USB 2.0 A termékhez hordozható táskát és elemtöltőt tartozik. Az elem kb. 20 órás használatot tesz lehetővé.</p>	<ul style="list-style-type: none">- A kéz természetes mozgásával gyors navigációt tesz lehetővé. Gyorsan és hatékonyan olvashat dokumentumokat és e-maileket, dolgozhat adatállományokkal és szűrőzhet a weben.- A Freedom Scientific bejegyzett szabadalma (WHIZWHEELS®) lehetővé teszi a soronkénti, a mondatonkénti és a bekezdésenkénti léptetést, vagy a dokumentumon keresztüli úsztatást.- Kitűnő navigációs tulajdonságai lehetővé teszik, hogy ritkán kelljen a kezet elmozdítania a Braille-kijelzőről.- Kényelmesen használható gyorsbillentyűk- A Braille-pontmagasság kiválasztása- Braille betanulási mód
---------------------	---	--	---	--

SZÉCHENYI 2020





Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Projekt azonosítószám: TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017

„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”

Mozgáskorlátozottak	Malton Full keyboard billentyűzet		- Ergonomikus kétkezes billentyűzet	A billentyűzet illeszkedik a kéz alakja és a különböző hosszúságú ujjakhoz. Csökkenti az ujjak felesleges mozgását és így a feszültséget. Kiküszöböli a csukló csavarodást, akár a jobb akár a bal kéz preferált. A döntött billentyűk minimalizálják a lefelé irányuló mozgást (Pronstion) és ez a további izomfeszültséget csökkenti. Kiküszöböli az ujj és csukló mozgást, ami több ezer lehet egy napi munkában.
	SAM Trackball speciális egér		Az élénk színű, könnyű trackball jobb-és bal kezes használatra is jó. A nagy golyó és kontúros profilja ideálissá teszi az egeret több felhasználás környezetben. Az eszköz kiegészíthető külön kapcsolókkal.	Nagyméretű golyóval rendelkező fordított egér, trackball, ami sérült manipuláció, neheztett kézfunkció esetén könnyíti meg az egerhasználatot. A kiemelkedő görgővel a cursor mozgása kiváltható. Ajánlott: <ul style="list-style-type: none"> mozgáskorlátozottaknak: hypotóniásoknak, myopatiásoknak, athetotikusoknak és spastikusoknak

Projekt azonosítószám: TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017

„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”

	Kerekesszék		120 kg-ig terhelhető	<ul style="list-style-type: none">- Összecsukható- Állítható magasságú lábtartó- A lábtartó szöge állítható- Gyors kioldású kerekek
--	--------------------	--	----------------------	--

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Projekt azonosítószám: TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017

„Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében”

Kölcsönzési jegy

Név: _____

Foglalkozás: _____

Intézmény: _____

Elérhetőség (telefon/e-mail): _____

Alulírott kijelentem, hogy a kikölcsönzött eszközökért felelősséget vállalok, az ESZKÖZTÁR szabályzatának megfelelően kezelem a nálam lévő eszközöket.

aláírás

Kölcsönzési lap:

Ssz.	Dátum	ESZKÖZ	Egyéb tartozékok	Leltári szám	Lejárat napja	Visszavétel
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

.....
kölsönző

.....
kölsönadó